



Room Care R2-plus

Limpiador desinfectante de superficies- concentrado

Descripción

Limpiador desinfectante concentrado para superficies duras resistentes al agua. Adecuado para dosificar exclusivamente con sistemas de dilución Divermite/DQFM. También disponible en envase completamente reciclable.

Propiedades

- Formulado para la limpieza de superficies duras resistentes al agua
- Ligeramente alcalino
- No-abrasivo
- Fragancia ligera, fresca y delicada
- Sistema exclusivo y patentado con tecnología O.N.T para neutralización efectiva de las moléculas de mal olor

Beneficios

- Deja las superficies limpias y desinfectadas
- Elimina rápidamente suciedades oleosas y residuos solubles en agua
- Proporciona una agradable fragancia
- Neutraliza las moléculas del mal olor potenciando la fragancia del perfume
- Codificación por colores para prevenir errores en la aplicación

Modo de empleo

1. Pulverizar una cantidad pequeña en una bayeta o esponja húmeda y limpiar la superficie.
2. Aclarar con agua limpia o pasar una bayeta limpia y húmeda.
3. Secar con un trapo seco para mayor brillo.



Para una aplicación más detallada, por favor, acudir a la mini guía de uso de Room Care R2-plus.

Dosificación*

- Cuando se use la unidad de dosificación Divermite Room Care, dosificar 2x 15ml (10%) de Room Care R2 - plus en una botella con 300ml de agua fría ó 5x 15ml (10%) en una botella con 750ml de agua fría. Enrosque firmemente el cabezal pulverizador, asegúrese de que la botella quede bien cerrada y agite suavemente para mezclar.
- Cuando se usa con la unidad de dilución DQFM, llene la botella de spray Room Care R2 plus hasta la marca de nivel de llenado directamente desde el dispensador DQFM o directamente llene un cubo desde el equipo DQFM. Asegúrese de que la botella pulverizadora quede bien cerrada.

Una dosificación adecuada ahorra costes y reduce el impacto ambiental.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



© A.I.S.E



Room Care R2-plus

Información técnica

Apariencia:	Líquido transparente verde
pH (producto puro):	~ 11
pH (en uso):	~ 10.5
Densidad Relativa (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.03
Viscosidad (m.Pas; 25°C):	≈ 40

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. Utilice biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso y siga las normativas y los avisos locales.

Compatibilidad del producto

No aplicar sobre superficies sensibles al agua, e.j. madera. Realice un test de compatibilidad con la superficie en un espacio pequeño y discreto antes de aplicar el producto. No usar con otros sistemas de dilución. No usar sin diluir.

Información microbiológica

- Room Care R2-plus cumple con la norma EN 1276 a una dilución del 10% en agua con condiciones de dureza y en condiciones sucias (0.3% albúmina bovina) a un tiempo de contacto de 1 minuto.
- Room Care R2-plus cumple con la norma EN 13697 a una dilución del 10% en agua con condiciones de dureza y en condiciones sucias (0.3% albúmina bovina) cuando los organismos de ensayo son *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli* y *Pseudomonas aeruginosa* a un tiempo de contacto de 5 minutos. Activo contra levaduras en 15 minutos cuando se diluye al 10 % para el organismo de ensayo *Candida albicans*.

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

Bolsa de un solo material totalmente reciclable con etiqueta y tapa removibles, muy fácil de reciclar donde exista la infraestructura requerida.

Registro

Número de Registro Biocida: 12-20-06380

Envases disponibles

Room Care R2-plus está disponible en bolsas de 2L.

www.diverseym.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 20/03/2024 es-ES (P99418)