

# PROTECTOR TEXTIL PROTECT NEONOB

## DESCRIPCIÓN:

Primer Protector Textil con tecnología patentada NOB166 que crea en tus tejidos una **barrera protectora frente a bacterias y malos olores durante 7 días**. Gracias a su formulación elimina todo tipo de malos olores y crea una barrera protectora que los evita. Además, con su perfume microencapsulado obtendrás un frescor intenso y duradero. El producto no posee acción quitamanchas.



302430

## APLICACIONES:

INDICADO PARA: asientos de coche, alfombrillas, sillas infantiles, colchones, almohadas, cojines, cortinas, camas de mascotas...



302474

## MODO DE EMPLEO:

Garrafa 5L (recambio): 1) Agitar la garrafa antes de usar. 2) Trasvasar el contenido al envase con pulverizador.

Pulverizador 300 ml: 1) Agitar antes de usar. 2) Pulverizar la superficie a proteger hasta humedecerla por completo. 3) Dejar secar.

NO UTILIZAR EN TEJIDOS DE SEDA Y ANTE.

## CARACTERÍSTICAS:

### Propiedad

**Aspecto**

Líquido opalescente grisáceo/marrón con partículas sólidas, con olor característico del perfume.

**pH**

5.5 – 6.5

**Densidad (g/cm<sup>3</sup>)**

0.960 - 0.980

**Composición**

Contiene, entre otros ingredientes: <5% Tensioactivos catiónicos y no iónicos. También contiene perfume (hexyl cinnamal, limonene). Desinfectantes.

### Valores típicos

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Proteger de la luz solar y mantener el envase cerrado después de su uso.

Almacenar en lugar fresco y seco.

Almacenar a temperaturas inferiores a 30°.

**PRECAUCIONES:**

Indicaciones de peligro: ATENCIÓN

Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

P280: Llevar guantes

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción

No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

**ENVASE:**

<b>Código</b>	302430	302474
<b>Envase tipo</b>	Botella PET sleevada.	Garrafa de polietileno blanca
<b>Tapón</b>	Pulverizador de polipropileno blanco.	Tapón de rosca de polipropileno rojo.
<b>Capacidad</b>	300 ml	5 L
<b>Nº Unidades por caja</b>	8	4
<b>Nº Cajas por palet</b>	162	32
<b>Código EAN</b>	8436032039442	8436032033822